



In der Multichem IA Plus-Qualitätskontrolle gibt es
jetzt Zielwerte für die Roche Elecsys® hCG-Assays.

Repräsentative hCG-Konzentrationen in der Technopath Multichem IA Plus Kontrolle

Analyt	Level 1	Level 2	Level 3	Einheit
hCG	4	25	500	IU/L mIU/mL

*Angaben zu chargenspezifischen Zielwerten und -Akzeptanzbereichen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Packungsbeilage.
Die elektronischen Packungsbeilagen können auf der Website eifu.technopathcd.com heruntergeladen werden.

Multichem IA Plus

(enthält hCG)

Eigenschaften

- Humane Serummatrix, firmeneigenes Herstellungsverfahren
- Hohe Kompatibilität mit Patientenproben
- Zielwerte für Roche **Elecsys®**
- Flüssigstabil (tiefgefrorene Lagerung)
- Testkonsolidierte Immunoassay-Kontrolle, welche allgemeine IA, kardiale Marker und Tumormarker enthält
- Stabilität nach Herstellung: 36 Monate, bei -20 °C bis -80 °C**
- Stabilität nach dem Öffnen: 10 Tage, bei 2 °C bis 8 °C**



** Angaben zur Stabilität und Leistung entnehmen Sie bitte den chargenspezifischen Packungsbeilagen.

Multichem IA Plus - Analyte mit Zielwert- und Stabilitätsangaben*:

Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)	Ferritin	Prolactin
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Folate	Prostate Specific Antigen, Free
Androstenedione	Follicle Stimulating Hormone (FSH)	Prostate Specific Antigen, Total
Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg)	hCG	Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
Anti-Thyropoxidase (Anti-TPO)	Human Chorionic Gonadotropin +β (hCG+β)	T Uptake
CA 125	Human Growth Hormone (hGH)	Testosterone
CA 15-3	IGF-1	Thyroglobulin (Tg)
CA 19-9	Immunoglobulin E (IgE)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
Calcitonin	Insulin	Thyroxine, Free (FT4)
Carcinogenic Embryonic Antigen (CEA)	Leutinizing Hormone (LH)	Total T3
CK-MB	Myoglobin	Total T4
Cortisol	Parathyroid Hormone (PTH)	Triiodothyronine, Free (FT3)
C-Peptide	Parathyroid Hormone (PTH) 1-84	Troponin I
DHEA-S	NT-pro BNP	Troponin T
Digoxin	Progesterone	Vitamin B12
Estradiol		Vitamin D, Total

*Angaben zur Stabilität und Leistung entnehmen Sie bitte den chargenspezifischen Packungsbeilagen.

Bestellinformationen

Bestellen Sie bei Ihrem Roche-Vertriebspartner vor Ort

Produkt	Beschreibung	Kit Konfig.	Roche Art.-Nr.
Multichem IA Plus	Assayed Level 1	12 x 4mL (48mL)	09339825190
	Assayed Level 2	12 x 4mL (48mL)	09339841190
	Assayed Level 3	12 x 4mL (48mL)	09339850190

Verbessern Sie Ihre Laboreffizienz mit der Multichem IA Plus Qualitätskontrolle:

Anwenderfreundliche Etikettierung	Konsolidierte Qualitätskontrolle	Automatische QK-Konfiguration	Load-and-Go
			
Anwenderfreundlicher 'Beschriftungsbereich' für handgeschriebene Informationen. Dadurch entfällt das Anbringen von zusätzlichen Aufklebern für Öffnungsdatum, Verfallsdatum und Initialen des Anwenders, die wichtige Informationen auf dem Etikett verdecken können.	Flüssig gefrorene, ready-to-use, herstellerunabhängige Qualitätskontrolle in barcodierten Röhren, welche die QK-Bearbeitungszeit und den Plastikabfall im Labor reduziert.	Wählen Sie Multichem IA Plus aus der Liste von vorinstallierten Multichem Qualitätskontrollen auf der cobas® e Analyseeinheit aus. Anschließend werden die Zielwerte und Akzeptanzbereiche automatisch heruntergeladen.	Stellen Sie einfach das Rack mit den barcodierten Multichem IA Plus Kontrollröhren auf die cobas® e Analyseeinheit und es führt die QK-Testung automatisch durch.

COBAS und ELECSYS sind eingetragene Warenzeichen von Roche

MM_Roche_hCG_DE Digi_R1